

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

記録・グラフ・外来・眼科・食事・設定の詳しい使い方

1/8

1. 生活習慣ケアノートでできること

毎日の体重・血糖・血圧・食事と、外来検査、眼科受診を1つのツールにまとめ、経過を自分で振り返るための記録ツールです。

下部タブ	主な内容
記録	毎日の体重、血糖、血圧、食事、歩数、排便などを入力
グラフ	体重・血糖・血圧の変化、平均値、低血糖回数を確認
外来	診察時の体重、HbA1c、血圧、採血・尿検査を記録
眼科	眼科受診日、次回予定、網膜症・黄斑症などを記録
基礎知識	糖尿病、肥満症、脂質異常症、MASH、睡眠時無呼吸症候群
レビュー	食事写真から良い例・改善を考える例を選んで振り返る
履歴	日々の記録を月ごとに一覧で確認・編集
設定	身長・目標、写真保存、バックアップ、マニュアルなど

記録は端末内に保存されます。病院やGitHubへ患者さんの記録が自動送信される仕組みではありません。

2. 「記録」 - 毎日の入力

- 1 画面上部の日付を確認します。通常は今日の日付になっています。過去の日付を選ぶと、その日の記録を開いて追記・修正できます。
- 2 「自宅測定」では体重が常に表示されます。体脂肪率、筋肉量、血糖自己測定、血圧は患者さんごとに普段表示するか、今回だけ追加するかを選べます。
- 3 歩数、食事、メモなど必要な項目を入力します。入力内容は基本的に自動保存されます。

自宅血圧の入力

- ・ 朝・夜それぞれ「収縮期 / 拡張期」を入力します。例：125 / 72 mmHg。
- ・ 片方しか測っていない場合は、分かる値だけ入力することもできます。

血糖自己測定の入力

- ・ 朝食前、朝食後、昼食前、昼食後、夕食前、夕食後、眠前から、測った時間帯だけ入力します。
- ・ 毎日すべての時間帯を入力する必要はありません。実際に測定した値のみ記録してください。

3. 食事・写真・排便・メモ

- 朝食、昼食、夕食、間食は文字で記録できます。食事内容を簡単に残すだけでも構いません。
- 各食事には最大6枚まで写真を追加できます。1食で料理が複数ある場合や、外食で複数の皿がある場合に利用できます。
- 写真は端末内に圧縮保存され、設定した保存期間を超えた写真は自動削除できます。
- 「排便あり」は「今回だけ項目を追加」から選びます。追加した時点でその日の排便ありとして記録され、体重グラフには「*」が表示されます。
- メモ欄には、外食、体調不良、旅行、運動量が多かった日など、後でグラフを振り返るときに役立つ出来事を残せます。

食事写真は完全バックアップ(JSON)には含まれません。文字の食事記録や体重などはJSONに含まれます。

自動保存について

数値や文字を入力すると、入力中の内容の下書きとして退避し、その後端末内データベースへ保存します。画面を閉じる直前にも入力内容を退避する仕組みがあります。

4. 「グラフ」 - 自宅体重

- 表示期間は14日、30日、3か月、1年、全期間から選べます。
- 「朝→夜→翌朝を連続」では、朝・夜・翌朝…の順に1本の線で結びます。測っていない時点では線を切ります。
- 「朝・夜を別々の線」では、朝体重と夜体重をそれぞれ別の折れ線で表示します。
- 排便があった日はグラフ下部に「＊」が表示され、体重変動との関係を振り返れます。

体重減少率と安全アラート

- 開始時体重を設定している場合はその値、未設定なら同じ時間帯の最初の自宅体重を基準に減量率を計算します。朝と夜は混ぜません。
- 現在体重は「最新の体重」または「直近7日中央値」を選べます。
- BMI 20未満かつ開始時から3%以上減少した場合は注意を表示し、BMI 18.5未満ではより強い警告を表示します。

BMI 25以上で開始した方には減量メダル機能があります。体重の安全アラートはメダル対象外の方にも適用されます。

5. 「グラフ」 - 血糖自己測定

- 「同じ時間帯を線で結ぶ」では、朝食前、朝食後など同じ測定時間帯を日付順に結びます。
- 「測定順に点を結ぶ」では、1日の測定順に並べます。測っていない時間帯がある場合はそこで線を切ります。
- 背景色は 70 mg/dL未満、70～180 mg/dL、181 mg/dL以上の3領域に分かれています。
- 選んだ期間について、各時間帯の平均血糖と測定回数を自動計算します。
- 血糖70 mg/dL未満が何回あったかを、朝食前・朝食後・昼食前・昼食後・夕食前・夕食後・眠前ごとに表示します。70未満があった時間帯は淡い赤で強調されます。

「グラフ」 - 自宅血圧

- 初期表示は、収縮期・拡張期をそれぞれ朝→夜→翌朝→翌夜…と連続して結びます。
- 「朝・夜を別々の線」では、朝の収縮期・拡張期と夜の収縮期・拡張期を別系列で表示します。朝は実線、夜は破線です。
- 選択期間内の朝・夜それぞれについて、収縮期と拡張期の平均値を自動計算します。

6. 「外来」 - 診察結果を残す

- 初期表示は体重・血圧・HbA1cです。薬剤、食事、運動、血糖、脂質、肝機能、尿酸、クレアチニン、eGFR、尿蛋白など必要な項目を追加できます。
- 「普段表示する項目」は患者さんごとに保存されます。「今回だけ項目を追加」や「すべて表示」も使えます。
- 治療変更や出来事はフリーコメント欄に残せます。

外来グラフ

- HbA1cは7.0%未満を薄い青、7.0～8.0%未満を薄い黄色、8.0%以上を薄い赤の背景で表示します。
- 体重とHbA1cは別々にも、同じグラフにも表示できます。同じグラフでは左軸が体重、右軸がHbA1cです。
- 眼科記録から最終眼科受診日と次回受診予定も外来経過画面に表示されます。

eGFRスロープ

- eGFRを表示項目として選び、2点以上のeGFRがあると年間スロープを計算します。
- 3点未満または観察期間6か月未満の場合は「参考値」として表示します。短期間の値は体調や脱水などの影響も受けるため、担当医と確認してください。

7. 「眼科」 - 糖尿病眼合併症の確認

- 受診年月日、次回受診予定、眼科・担当医、左右の矯正視力、眼圧を記録できます。
- 白内障、糖尿病網膜症、網膜症の変化、糖尿病黄斑症、黄斑症の変化を記録できます。分からない項目は空欄または不明で構いません。
- 診察メモには、点眼、眼底検査、レーザー治療、次回受診予定など必要なことを残せます。
- 画面上部に最終眼科受診日、網膜症の記録、次回予定が表示されます。

「レビュー」「基礎知識」「履歴」

- レビュー：過去30日の食事写真から「良い食事の例」と「改善を考える食事の例」を各1食選んで振り返れます。
- 基礎知識：糖尿病、肥満症、脂質異常症、MASH、睡眠時無呼吸症候群の患者向け説明を読めます。
- 履歴：日常記録を月単位で一覧表示し、過去の日を編集したり削除したりできます。

8. 「設定」 - 目標・写真・バックアップ

- 基本設定：身長、目標体重、朝・夜の開始時体重を設定できます。開始時BMIも表示されます。
- 食事写真：保存期間を90日、180日、365日、削除しない、から選べます。期限切れ写真だけを削除したり、写真をすべて削除したりできます。
- バックアップ：完全バックアップ(JSON)、日常記録CSV、外来記録CSVを書き出せます。JSONは復元にも使えます。
- 完全バックアップを30日以上作成していない場合は、バックアップを促す表示が出ます。
- 利用マニュアル：端末利用マニュアルと生活習慣ケアノート利用マニュアルを、画面内で縦スクロールして読めます。

9. 安全に使うために

- このツールは診断や緊急対応の代わりではありません。強い症状、低血糖症状、著しい血圧異常などがあるときは、ツールの表示だけで判断せず医療機関へ相談してください。
- 患者さんの記録は端末内保存です。端末紛失やデータ削除に備えて、完全バックアップを定期的に保存してください。

マニュアル画面の上部または下部にある「← ツールに戻る」を押すと、設定画面へ戻れます。

9. HTML版からPWA版への初回移行

- この機能は、テスト用HTML版で入力した記録と食事写真を、GitHub PagesのPWA版へまとめて移すためのものです。
- 1 HTML版の設定画面で「移行用バックアップ（写真含む）」を実行します。日常・外来・眼科・設定・食事写真が1つのJSONに入ります。
- 2 PWA版を開き、設定画面の「移行用バックアップを読み込む」から、そのJSONを選択します。
- 3 日常・外来・眼科の記録は日付単位で復元または上書きされます。食事写真はPWA側の既存写真をいったん削除し、移行ファイル内の写真に置き換えます。
- 4 移行後に、履歴で食事写真、グラフで体重・血糖・血圧、外来で検査値、眼科で受診記録を確認してください。

移行後のバックアップ

- 移行完了後は、通常の「完全バックアップ(JSON)」を定期的に保存してください。これは食事写真を含まないため軽量です。
- 食事写真は端末内に保存されます。端末変更時に写真も移したい場合は、再び「移行用バックアップ（写真含む）」を使用できます。

写真が多すぎる場合、移行用ファイルが大きくなり、共有や保存に時間がかかることがあります。作成中・復元中は画面を閉じずに待ってください。