

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

最初に設定 → 画面構成 → タブ順に使い方を確認

1/13

1. 最初に「設定」で基本設定を行う

初めて使うときは、画面下部の「設定」タブを開き、身長・目標体重・開始時体重を入力します。

記録	グラフ	外来	眼科
基礎知識	レビュー	履歴	設定

- 身長：BMIや外来のABSI計算に使用します。
- 朝・夜の開始時体重：体重減少率の基準になります。空欄なら最初の自宅体重を基準にします。

基本設定の入力例

基本設定	
身長 (cm)	目標体重 (kg)
160.0	60.0
朝の開始時体重 (kg)	夜の開始時体重 (kg)
72.4	73.0
設定を保存	

設定タブには食事写真の保存期間と、通常バックアップ／写真を含む完全バックアップもあります。端末変更前にはバックアップを保存してください。

2. 画面構成と基本操作

画面下部は8つのタブを2段で表示します。横スクロールは不要です。入力欄は原則として自動保存されます。



- 上段：記録・グラフ・外来・眼科。下段：基礎知識・レビュー・履歴・設定。
- 「+今回だけ項目を追加」は、その日・その受診日だけ項目を増やす機能です。
- 「普段表示する項目」は患者さんごとに端末へ保存されます。

基本操作の見方

入力画面

日付

2026/10/02

体重

72.1 kg

今すぐ保存

折りたたみ画面

+ 血糖自己測定グラフ

+ 自宅血圧グラフ

タイトル部分をタップすると開閉

保存状況に「保存済み」と表示されていれば端末内に保存されています。データは病院へ自動送信されません。

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

記録タブ 1：自宅測定

3/13

3. 「記録」タブ：体重・血糖・血圧など

- 体重は常に表示。体脂肪率・筋肉量・血糖自己測定・血圧は「普段表示」または「今回だけ追加」を選べます。
- 排便は「今回だけ項目を追加」から「排便あり」を選ぶだけで記録できます。

記録

グラフ

外来

眼科

基礎知識

レビュー

履歴

設定

今日の記録 - 自宅測定

朝 体重 (kg)

72.1

夜 体重 (kg)

72.7

歩数

7200

血糖自己測定

朝食前

108 mg/dL

朝食後

154 mg/dL

昼食前

92 mg/dL

夕食後

181 mg/dL

眠前

126 mg/dL

血圧

朝

124 / 74 mmHg

夜

129 / 76 mmHg

低血糖など体調に異常がある場合は、アプリの記録だけで判断せず、あらかじめ指示された対応や医療機関への相談を優先してください。

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

記録タブ2：食事・写真・メモ

4/13

4. 「記録」タブ：食事と食事写真

- 朝食・昼食・夕食・間食は文字で記録できます。写真は1食につき最大6枚まで追加できます。
- 写真は端末内に圧縮保存されます。写真保存期間は設定タブで変更できます。

食事の記録

朝食

ご飯、味噌汁、卵

写真を撮る／選ぶ



昼食

定食（魚・野菜）

写真を撮る／選ぶ



夕食

ご飯、主菜、野菜

写真を撮る／選ぶ

間食

なし

写真を撮る／選ぶ

メモと自動保存

メモ

外食あり。昼食後に30分歩行。

入力すると自動保存 → 「保存済み✓」を確認

5. 「グラフ」タブ：体重の経過

- 表示期間は14日・30日・3か月・1年・全期間から選べます。
- 「朝→夜→翌朝を連続」と「朝・夜を別々の線」を切り替えられます。排便日は「*」で表示します。

記録

グラフ

外来

眼科

基礎知識

レビュー

履歴

設定



体重減少率と安全表示

朝：開始 72.4 kg → 最新 69.9 kg

体重減少率 -3.5%

BMI 20未満+3%以上減少などでは注意表示が出ます。

BMI 25以上の方は減量メダルを折りたたみ表示できます。

6. 「グラフ」タブ：血糖自己測定

- Libreレポートに近い色分けで、54未満を濃い赤、54-69を薄い赤、70-180を緑、181-249を薄い黄色、250以上を濃い黄色で表示します。



平均値・TBR/TIR/TAR・低血糖回数

TBR
6.7% 70未満

TIR
76.7% 70-180

TAR
16.6% 180超

TBR/TIR/TARはCGMの「時間割合」ではなく、SMBGで入力した測定回数の割合です。

時間帯別の平均血糖と、70 mg/dL未満が何回あったかも自動集計します。

朝食前 70未満

2回

昼食前 70未満

0回


眠前 70未満

1回

7. 「グラフ」タブ：自宅血圧

- 収縮期・拡張期を「朝→夜→翌朝」で連続表示、または朝・夜を別々の線で表示できます。
- 太く濃い横線は家庭血圧の目標の一般的な目安 125/75 mmHg。患者さん個別の目標は主治医の指示を優先します。

自宅血圧グラフ



表示期間内の平均血圧

朝 収縮期

124 mmHg

朝 拡張期

74 mmHg

夜 収縮期

128 mmHg

夜 拡張期

76 mmHg

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

外来タブ 1：入力項目

8/13

8. 「外来」タブ：必要な項目だけ入力

- 初期表示は体重・血圧・HbA1c。患者さんごとに普段表示する項目を選べます。今回だけ追加も可能です。
- 新たに「グリコアルブミン」と「腹囲」を追加できます。腹囲+体重+設定済み身長があればABSIを自動計算します。

記録	グラフ	外来	眼科
基礎知識	レビュー	履歴	設定


外来受診時の記録

受診日	体重	腹囲
2026/10/02	70.2 kg	88.0 cm
BMI 27.4 kg/m ² ABSI 0.0765		
HbA1c	グリコアルブミン	eGFR
7.2 %	18.9 %	68 mL/min/1.73m ²
収縮期血圧	拡張期血圧	血糖
132	78	126 mg/dL
フリーコメント		
薬剤変更、体調変化、検査の補足など		

ABSIは腹囲(m) ÷ [BMI^(2/3) × 身長(m)^(1/2)] で計算します。体格指標の一つであり、単独で診断や治療判断を行うものではありません。

9. 「外来」タブ：HbA1c・GA・eGFRの経過

- HbA1cグラフは6%未満を濃い青、6-7%を薄い青、7-8%を薄い黄、8-10%を薄い赤、10%以上を濃い赤で表示します。
- GAを選ぶと、GAそのものと「GAから換算した推定HbA1c」の2つのグラフが追加されます。



GA換算とeGFRスロープ

$$\text{推定HbA1c} = 0.216 \times \text{GA} + 2.978$$

換算値は参考値です。GAとHbA1cの関係が変化する病態ではずれることがあります。

eGFRを選択すると、年間スロープ・月間スロープ・ R^2 と判定目安を表示します。

3点未満または観察期間6か月未満は「参考値」と表示します。

外来経過グラフ上部には、眼科記録から最終眼科受診日と次回受診予定も表示されます。

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

眼科タブ：網膜症の確認

10/13

10. 「眼科」タブ：受診内容を記録

- 眼科を受診した日に、受診日・次回予定・視力・眼圧・白内障・網膜症・黄斑症・診察メモを記録します。

記録	グラフ	外来	眼科
基礎知識	レビュー	履歴	設定

眼科受診の記録

受診年月日

2026/09/15

次回受診予定

6 か月後

項目	右	左
矯正視力	1.0	0.9
眼圧	14	15
白内障	なし	IOL
糖尿病網膜症	単純	単純
網膜症の変化	不変	不変
糖尿病黄斑症	なし	なし

診察メモ

眼底検査実施。次回6か月後。

眼科タブ上部に最終受診日と次回予定をまとめて表示します。網膜症の有無を定期的に確認するための記録として使えます。

11. 「基礎知識」タブ：患者さん向けの説明

- ・ 糖尿病・肥満症・脂質異常症・MASH・睡眠時無呼吸症候群を項目別に掲載しています。
- ・ 知りたい項目の見出しをタップすると、説明が展開します。実際の目標や治療は担当医・医療スタッフと相談してください。

記録

グラフ

外来

眼科

基礎知識

レビュー

履歴

設定

+ 糖尿病とは？ 合併症とHbA1c

網膜症・腎症・神経障害、HbA1c目標など

+ 糖尿病の食事療法

食事量、バランス、間食の考え方

+ 糖尿病の運動療法

有酸素運動・筋力運動の基本

+ 肥満症

食事・運動・薬物療法・外科治療の概略

+ 脂質異常症

LDL-C/TGの食事ポイント

+ MASH / 睡眠時無呼吸

関連する病気と受診の目安

基礎知識は一般的な情報です。妊娠、低血糖リスク、高齢、合併症などで目標は変わります。

12. 「レビュー」タブ：過去30日の食事写真

- 過去30日の食事写真を並べて確認し、「良い食事の例」「改善を考える食事の例」を各1食選べます。
- AI判定ではありません。患者さんと管理栄養士・医療スタッフが一緒に振り返るための機能です。

記録	グラフ	外来	眼科
基礎知識	レビュー	履歴	設定

食事写真レビュー



良い食事の例を選ぶ

改善を考える食事を選ぶ

選択結果は端末内に保存されます。次回の栄養指導時に、具体的な食事写真を見ながら振り返れます。

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

履歴タブ：過去記録の確認

13/13

13. 「履歴」タブ：過去の記録を確認

- 月を選ぶと、その月の日常記録を日付順に確認できます。体重・食事・メモ・写真などをまとめて振り返れます。
- 記録内容を修正したいときは該当日を開いて編集します。食事写真も履歴から確認できます。

記録	グラフ	外来	眼科
基礎知識	レビュー	履歴	設定

2026年10月の履歴

10/02 72.1 / 72.7 kg

朝：ご飯・味噌汁 昼：定食
外食なし

編集

10/01 72.3 / 72.8 kg

朝：パン・卵 昼：麺類
歩行30分

編集

09/30 72.5 / 73.0 kg

朝：ご飯 昼：定食
排便あり

編集

09/29 72.6 / 73.1 kg

朝：ご飯 昼：弁当
写真2枚

編集

記録を長期間残すため、設定タブから定期的に完全バックアップを保存してください。食事写真も残したい場合は「完全バックアップ（写真を含む）」を選びます。