

生活習慣ケアノート 利用マニュアル

記録・グラフ・外来・眼科・食事・設定の詳しい使い方

1/8

1. 最初に「設定」で基本設定を行う

初めて使うときは、画面下部の「設定」タブから基本設定を行います。身長や開始時体重を設定しておく
と、BMIや体重減少率を自動で計算できます。

① 画面下部の「設定」をタップ



② 「基本設定」を入力

基本設定		
身長 (cm)	必須に近い基本項目	例：160.0
目標体重 (kg)	任意	例：60.0
朝の開始時体重 (kg)	任意	例：72.4
夜の開始時体重 (kg)	任意	例：73.0

③ 入力後に「設定を保存」をタップ

- 身長を設定すると、記録した体重からBMIを表示できます。
- 朝・夜の開始時体重を設定すると、体重減少率の基準として優先して使用します。
- 開始時体重を空欄にした場合は、その時間帯で最初に記録された自宅体重を基準にします。
- 目標体重は必要に応じて入力してください。

基本設定は後からいつでも変更できます。最初に設定しておく、と、以後の記録やグラフが分かりやすくなります。

1. 画面構成と基本操作

- 1 画面上部にはアプリ名とバージョンが表示されます。更新後に表示が変わっているか確認できます。
- 2 「今日の記録」では日付を確認して入力します。入力内容は自動保存されます。
- 3 血圧・血糖・体組成などは、患者さんごとに必要な項目だけ表示できます。
- 4 画面下部は8タブを4個×2段で表示します。横スクロールは不要です。

下部タブ

- 記録：日々の体重・血糖・血圧・食事など
- グラフ：体重・血糖・血圧の経過
- 外来／眼科：診察・検査・眼科受診の記録
- 基礎知識／レビュー／履歴／設定：説明資料、食事振り返り、過去記録、各種設定

入力中の内容は自動保存されますが、端末変更などに備えて設定画面から定期的にバックアップしてください。

生活習慣ケアノート
体重・血糖・血圧・食事・外来経過をひとつに

今日の記録
自動保存 ON

日付
2026-09-09

自宅測定
朝の体重 (kg) 76.9 夜の体重 (kg) 77.4

必要な測定項目

今回だけ項目を追加 普段表示する項目を設定

血圧
朝 128 / 76 夜 132 / 78

記録

グラフ

外来

眼科

基礎知識

レビュー

履歴

設定

2. 日常記録 - 体重・血圧・血糖

- 1 日付を確認し、朝と夜の体重を入力します。朝・夜の記録は別々に保存されます。
- 2 「今回だけ項目を追加」は、その日だけ血圧・血糖・体脂肪率・筋肉量などを追加したいときに使います。「普段表示する項目を設定」では、いつも表示する項目を患者さんごとに設定できます。
- 3 血圧は朝・夜それぞれ、収縮期（上）／拡張期（下）の順に入力します。中央の「／」を目印にしてください。
- 4 画面下の「記録」タブからいつでも今日の入力画面へ戻れます。

血糖自己測定

- 朝食前・朝食後・昼食前・昼食後・夕食前・夕食後・眠前の7時間帯を記録できます。
- 入力していない時間帯は空欄のままで構いません。

「排便あり」は「今回だけ項目を追加」から選ぶと、その日の排便記録として保存されます。

 **生活習慣ケアノート**
体重・血糖・血圧・食事・外来経過をひとつに

今日の記録
自動保存 ON

1

日付
2026-09-09

自宅測定
朝の体重 (kg) 76.9 夜の体重 (kg) 77.4

必要な測定項目

今回だけ項目を追加 2 普段表示する項目を設定

血圧
朝 128 / 76 収縮期 / 拡張期 3
夜 132 / 78

記録 ●

グラフ ●

外来 ●

眼科 ● 4

基礎知識 ●

レビュー ●

履歴 ●

設定 ●

3. 食事・写真・排便の記録

- 1 朝食・昼食・夕食・間食は、文字で内容を入力できます。
- 2 「写真を撮る／選ぶ」から食事写真を追加します。1食につき最大6枚まで保存できます。
- 3 「今回だけ項目を追加」で「排便あり」を選ぶと、その日の記録に追加されます。

食事写真

- ・ 写真は端末内に圧縮して保存します。
- ・ 保存期間は設定画面で90日・180日・365日・削除しない、から選べます。
- ・ 写真は通常の完全バックアップには含まれません。写真も保存したい場合は「完全バックアップ（写真を含む）」を使います。

 **生活習慣ケアノート**
体重・血糖・血圧・食事・外来経過をひとつに

食事・活動の記録

朝食
ご飯、味噌汁、卵
☒ 写真を撮る／選ぶ **1** 0 / 6枚

昼食
定食
☒ 写真を撮る／選ぶ 0 / 6枚

メモ・歩数など
外食あり。歩数 8,240歩

今回だけ項目を追加

→ 「排便あり」もここから追加 **2**

記録
基礎知識

グラフ
レビュー

外来
履歴

眼科 **3**
設定

4. グラフ - 体重・血糖・血圧

- 1 自宅体重グラフは常に表示されます。14日・30日・3か月・1年・全期間から表示期間を選べます。
- 2 血糖自己測定グラフは折りたたみ式です。タイトル部分をタップすると開きます。
- 3 自宅血圧グラフも折りたたみ式です。必要なときだけ開いて確認できます。

体重グラフの表示

- ・ 「朝→夜→翌朝」を1本の線でつなぐ表示が基本です。
- ・ 朝・夜を別々の線として表示する方式にも切り替えられます。
- ・ 排便があった日は「*」で表示されます。



5. 血糖・血圧グラフの詳しい見方



血糖グラフ

- 背景色：70未満＝薄い赤、70～180＝薄い緑、181以上＝薄い黄色。
- 表示期間内の平均血糖を時間帯ごとに自動計算します。
- 70 mg/dL未満が何回あったかを、朝食前・朝食後・昼食前・昼食後・夕食前・夕食後・眠前ごとに表示します。



血圧グラフ

- 収縮期と拡張期を、朝→夜→翌朝の順で確認できます。
- 朝・夜を別々の線として表示する方式にも切り替えられます。
- 表示期間内の朝・夜それぞれの収縮期・拡張期平均を自動計算します。

6. 外来記録とHbA1cグラフ

- 1 外来では「普段表示する項目を設定」から患者さんごとに必要な採血・診察項目を選びます。初期表示は体重・血圧・HbA1cです。
- 2 外来経過グラフ上部には、最終眼科受診日と次回眼科受診予定が文字で表示されます。

HbA1cグラフ

- 7.0%未満＝薄い青、7.0～8.0%未満＝薄い黄色、8.0%以上＝薄い赤で背景を色分けします。
- 体重とHbA1cは、別々のグラフまたは同じグラフ（左軸＝体重、右軸＝HbA1c）で表示できます。
- フリーコメント欄は常に表示され、治療変更や出来事を記録できます。

生活習慣ケアノート
体重・血糖・血圧・食事・外来経過をひとつに

外来受診の記録

受診年月日

普段表示する項目を設定

今回だけ項目を追加 1

体重 (kg)

HbA1c (%)

外来経過グラフ

☒ 眼科：最終受診 2026/09/02 | 次回 6か月後

2

記録
●

グラフ
●

外来
●

眼科
●

基礎知識
●

レビュー
●

履歴
●

設定
●

生活習慣ケアノート 利用マニュアル | © 2026 大平征宏 | 2026年9月9日

7. eGFRスロープ

- 1 外来の表示項目でeGFRを選び、複数回入力すると年間スロープを自動計算します。
 - 2 年間低下が3未満＝安定、3以上5未満＝経過観察、5以上＝急速進行を判定目安として表示します。
- 測定点が3点未満、または観察期間が6か月未満の場合は「参考値」と表示します。
 - 実測値と回帰直線を同じグラフに表示します。
 - 短期間のeGFRは脱水や体調の影響を受けるため、スロープだけで治療判断を行わず担当医と確認してください。

